

طرق تقدير جودة الحليب:

توجد العديد من الطرق والفحوصات المستخدمة لتقييم حالة الحليب الخام من الناحية البكتريولوجية وان نتائج هذه الفحوصات تستخدم لارشاد المنتج عن نوعية الحليب وحثه على تحسين ظروف الانتاج تعتبر هذه الفحوصات ضرورية ومهمة وتجرى روتينيا للحليب عند استلامه من مراكز جمع الحليب الخام او في معامل الألبان وان هذه الاختبارات هي طرق غير مباشرة لمعرفة عدد الأحياء المجهرية في نماذج الحليب.

فحص المثيلين الأزرق : Methyene blue test

يعطي هذا الفحص فكرة تقريبية عن المحتوى البكتيري لعينات الحليب الخام حيث يمكن ايجاد علاقة بين وقت اختزال صبغة المثيلين الزرقاء وبين المحتوى البكتيري في العينة ويعتمد الأساس العلمي لهذا الفحص على ان نموذج الحليب الذي يحتوي على اعداد عالية من المايكروبات على اختزال الصبغة بوقت اسرع نتيجة لأستهلاكها للأوكسجين الموجود في الوسط فيتغير لون الصبغة بسرعة ويكون الحليب نوعيته رديئة والعكس صحيح.

الطريقة:

- 1- يحضر محلول الصبغة وذلك بأذابة 8.8غم منها في 200 سم³ ماء مقطر ساخن.
- 2- يسحب 1مل من محلول الصبغة بماصة معقمة ويوضع بأنبوبة اختبار معقمة فارغة.
- 3- يضاف 10مل من نموذج الحليب للأنبوبة وتوضع الأنبوبة في حمام مائي بدرجة 35-37 °م وعند وصول محتويات الأنبوبة لنفس درجة حرارة الحمام تقلب الأنبوبة مرة واحدة بهدوء لتوزيع الحبيبات الدهنية في النموذج ويسجل الوقت.
- 4- بعد نصف ساعة تفحص الأنبوبة لمعرفة مدى ثبات الصبغة وعند اختزالها تصبح عديمة اللون واذا لم تختل خلال النصف ساعة تقلب الأنبوبة مرة ثانية بهدوء وتعاد الى الحمام المائي وتفحص بعد 1و2و3و4 ساعات ويسجل وقت الاختزال. والجدول التالي يوضح تقدير جودة الحليب حسب وقت اختزال الصبغة.

ت	وقت اختزال الصبغة(ساعة)	عدد الاحياء التقريبي في 1مل من نموذج الحليب	درجة الحليب
1	اقل من ساعتين	2-10 مليون	ردي
2	2-4 ساعات	200 الف- 2 مليون	متوسط
3	4-5.5 ساعة	اقل من 200 الف	جيد
4	اكثر من 5.5 ساعة	اقل من 100 الف	ممتاز

فحص اليزازرين Resazurine test :

الرزازرين صبغة زرقاء تتحول الى عديمة اللون عند اختزالها بسبب نشاط الاحياء المجهرية في الحليب واساسها العلمي مشابه لصبغة المثيلين لكن الفرق بينهما هو ان صبغة الرزازرين تمر بمرحلتين تتحول في الاولى من ريزازرين الى ريزاروفين ويمر هذا التحول بسلسلة من الالوان بدأ بالازرق ثم الوردي وهو غير عكسي بينما المرحلة الثانية تتحول صبغة الريزاروفين الى مركب عديم اللون يسمى dihydroresorufin وهذا التفاعل عكسي.

الطريقة:

- 1- يضاف 1مل محلول الصبغة الى 10 مل من نموذج الحليب المراد فحصه والموجود بانبوبة اختبار معقمة ومغطاة باحكام ثم تقلب الانبوبة مرة واحدة بهدوء .
- 2- توضع الانبوبة في حمام مائي بدرجة 37 °م وعند وصول حرارة النموذج لحرارة الحمام المائي يحسب الوقت.
- 3- يفحص النموذج بعد ساعة ويقارن بجهاز مقارنة الالوان لمعرفة نوعية الحليب وفي المعامل يتم الفحص بعد 10 دقائق لملاحظة تغير اللون.

فحص الرواسب : Sediment test

هو فحص روتيني يجرى للحليب الخام لمعرفة مدى تلوثه بالشوائب والمواد الغريبة التي ترى بالعين المجردة كالفش والأتربة والحشرات ، يعتمد الفحص على امرار كمية من عينة الحليب من خلال قرص قطني خاص يحتجز الشوائب على سطح القرص ويمكن معرفة مقدار الشوائب بعد تجفيف القرص بدرجة حرارة 100- 90 م لمدة 2-3 ساعات ومقارنة القرص مع اقرص قياسية بجهاز المقارنة.