



منهج مقررات كيمياء الحيوية العملي

ت	المادة	مختبر عملي
1 عملي	الكشوفات النوعية عن السكريات الاحادية (الكشف العام، الكشف عن الصفة الاختزالية، القوة الاختزالية، التمييز بين السكريات المختزلة الدهيدية والكيثونية، الخماسي والسداسية)	مختبر عملي
2 عملي	الكشوفات عن السكريات الثنائية (الكشف العام ، التمييز بين السكريات الاحادية والثنائية، التمييز بين السكريات المختزلة والغير مختزلة)	مختبر عملي
3 عملي	الكشوفات عن السكريات المتعدد (الكشف العام، اختبار الصفة الاختزالية ، اختبار اليود)	مختبر عملي
4 عملي	التحلل المائي للنشا والكشف عن نواتج تحلل النشا	مختبر عملي
5 عملي	امتحان 1	مختبر عملي
6 عملي	الاختبارات العامة عن البروتينات	مختبر عملي
7 عملي	الكشف عن الاحماض الامينية الكبريتية في البروتينات	مختبر عملي
8 عملي	الكشف عن الاحماض الامينية العطرية في البروتينات	مختبر عملي
9 عملي	الكشف عن الاحماض الامينية القاعدية في البروتينات	مختبر عملي
10 عملي	امتحان 2	مختبر عملي
11 عملي	ترسيب البروتينات- دنتره وتجلط البروتينات	مختبر عملي
12 عملي	الكشوفات الخاصة بالدهون (التمييز بين الاحماض الدهنية المشبعة والغير مشبعة، اختبار خلات النحاس، اختبار الرقم اليودي)	مختبر عملي
13 عملي	استحلاب الزيوت تصبن الدهون	مختبر عملي
15 عملي	تزنخ الدهون (اختبار رقم البيروكسيد)	مختبر عملي

الكربوهيدرات : Carbohydrates


هي عبارة عن مركبات الديهايد او كيتون متعددة الهيدروكسيل وتتكون من الكربون والهيدروجين و الاوكسجين موجودان بنفس نسبتهما بالماء وصيغتها العامة $C_nH_{2n}O_n$ حيث تنشا او تتخلق الكربوهيدرات من النباتات بعملية التركيب الضوئي. وللكربوهيدرات وظائف او فوائد منها: -

- 1- تركيبية . تدخل في تركيب جدار الخلية الصلب كالسيليلوز
- 2- مخزن للطاقة مثل النشا والكلايكوجين .
- 3- مصدر للطاقة . مثل تحويل الكلوكوز بعملية التنفس الهوائي واللاهوائي الى ATP .



تصنيف السكريات حسب الزمرة الوظيفية التي تحتويها

قد تحتوي السكريات زمرة أليهايد وتدعى السكريات أليديهيدية Aldoses أو تحتوي على زمرة كيتون وتدعى السكريات الكيتونية Ketoses والأمثلة موضحة بالشكل




الاختبارات العامة لكربوهيدرات: هي اختبارات وصفية او نوعية

الغرض من هذه الاختبارات هو:-

- 1- التعرف الكربوهيدرات كمواد مختلفة عن الجزيئات الأخرى مثل البروتينات و الدهون
- 2- التعرف على السكريات الأحادية والتميز بين السكريات الخماسية (pentose) و السداسية (Hexose) و أيضا التمييز بين السكريات الالديهيدية (aldose) و السكريات الكيتونية (ketose)
- 3- التعرف على الصفة الاختزالية والتميز بين السكريات المختزلة والغير مختزلة
- 4- التعرف على السكريات الثنائية والتميز بينها وبين السكريات الأحادية
- 5- التعرف على السكريات المتعددة.



Carbohydrates: Definition, Classification, Functions



الكشف عن الكربوهيدرات :-

أولاً : تأثير الحوامض الغير مؤكسدة على الكربوهيدرات

تتفاعل الحوامض الغير مؤكسدة مع السكريات الاحادية وتعمل على تجفيفها بإزالة ثلاثة جزيئات ماء منها مكونة مركب يدعى الفورفural في حالة السكريات الخماسية . او مشتق الفورفural furfural methyl Hydroxy في حالة السكريات السداسية . حيث يعتبر هذا المركب الاساس الذي تعتمد عليه تجارب كل من موليش , و سليفانوف , و بيال . حيث يتحد الفورفورال او مشتقه مع انواع مختلفة من الفينولات مكونا معقدات ملون.



1- كشف موليش Molisch's test


اختبار مولش هو اختبار كيميائي يستخدم للكشف من وجود الكربوهيدرات في محلول العينة. تم تسمية هذا الاختبار نسبة الى عالم النبات التشيكي النمساوي هانز مولش و هو اختبار عام لجميع الكابروهيدرات و هو يعطي مع أحادي السكريد اختبارًا إيجابيًا سريعًا، وتتفاعل السكريات الثنائية والسكريات المتعددة بشكل أبطأ.

ما هو الهدف او الغرض من كشف موليش؟

التمييز او التعرف على الكربوهيدرات ومقارنتها مع الجزيئات الكبرى الأخرى مثل الدهون و البروتينات.

ما هو الاساس العلمي او مبدأ عمل كشف مولش؟


في اختبار موليش، تخضع جميع الكربوهيدرات إن وجدت للجفاف عند إدخال حامض الهيدروكلوريك أو حامض الكبريتيك المركز (الحوامض الغير مؤكسدة)، حيث يعمل حامض H₂SO₄ المركز عامل مجفف وليس عامل مؤكسد (agent dehydrating) يعمل على تكسير (تحطم) الأواصر الكلايكوسيدية أولاً ليعطي سكريات احادية تفقد بدورها ثلاث جزيئات من الماء لتعطي ال Furfural اذا كان السكريات الأحادية خماسية او مشتقه اذا كانت سكريات أحادية سداسية اللذين يتحدان بدورهما بعملية تكثيف مع جزيئين من الفا نفثول الكحولي و تكوين المعقد البنفسجي على شكل حلقة.



طريقة العمل :

1. اخذ انبوبة اختبار نظيفة عدد اثنان
2. نضع في انبوبة الاختبار الاولى 2 مل من المحلول السكري والاخرى محلول غير سكري
3. تضاف قطرتان من محلول الفا نفتول الكحولي الى كل انبوبة على حده من المحلول .
ثم يضاف وباحتراس على جدران الانبوبة الاختبار الداخلية 1 مل من حامض H_2SO_4 المركز بحيث ينزلق الى قعر الأنبوبة مكوناً طبقتين من المحلول السكري والحامض وعند السطح الفاصل تظهر الحلقة البنفسجية اما انبوبة الاختبار الاخرى التي تحتوي على محلول غير سكري نلاحظ عدم تكون الحلقة.

الكواشف Reagent:



2- كشف سلفانوف Seliwanoff's test

ما هو الهدف او الغرض من كشف سلفانوف؟

التمييز بين السكريات الكيتونية (Ketose) و الالدهايدية (aldose)

الكيتوز والaldوز عبارة عن سكريات أحادية يمكن تمييزها بناءً على المجموعة التي تحتوي عليها. يتم تعريف الaldوز على أنه أحادي السكاريد (سكر احادي) الذي يحتوي هيكله الكربوني على مجموعة ألدهايد. توجد في المقام الأول في النباتات. بينما الكيتوز هو أحادي السكاريد لهيكل كربوني لديه مجموعة كيتون. يتم استخدامها في المعالجة طعام. من أمثلة الكيتوز الريبولوز والفركتوز وما إلى ذلك.


مالفرق بين الدوز والكيتوز؟

الخصائص	السكريات الدوز	سكريات كيتوز
المجموعة الفعالة	الديهيد	كيتون
تواجده	النباتات	الاطعمة
اختبار سلفانوف	وردي فاتح (-)	احمر قرمزي (+)
امثلة	Glucose, ribose, and galactose	Fructose, erythrulose, and ribulose


الاساس العلمي مبدأ عمل كشف سلفانوف Principle of Seliwanoff's test

يستخدم اختبار سيلفانوف Seliwanoff's test للتمييز بين السكريات التي تحتوي على مجموعة كيتون (سكريات الكيتوز) والسكريات التي تحتوي على مجموعة ألدهيد (سكريات الaldوز) و هو اختبار كيميائي يعتمد سرعة فقدان الماء وتكون

فورفورال بسهولة أكثر وسرعة أكبر مع السكريات الكيتونية مقارنة مع السكريات الالدهايدية. ويتكثف الفورفورال الناتج من السكريات الكيتونية مع الريزوسينول يتكون معقد أحمر اللون.



بينما مع سكريات الدوز يكون التفاعل بطيء و يعطي لون وردي فاتح.



طريقة العمل :

1. اخذ انبوبة اختبار نظيفة عدد اثنان
2. نضع في انبوبة الاختبار الاولى 2 مل من المحلول السكريات الاحادية الكيتونية والاخري محلول سكري الديهايدية
3. تضاف كمية مساوية (2 مل) من محلول سلفانوف الى كل انبوبة على حده من المحلول .
4. ضع الانبوتان في حمام مائي مغلي لمدة 5 دقائق ولاحظ النتائج ثم سجلها.






3- كشف بيال Bial's test

ما هو الهدف من اختبار بيال ؟

التمييز بين السكريات الخماسية و السداسية (البنروز و الهكسوز)

اختبار بيال أو كشف بيال Bial's test، هو اختبار كيميائي للكشف عن وجود السكر الخماسي (البنروز). ويتكون من الاورسينول، حامض الهيدروكلوريك، وكلوريد الحديد الثلاثي. محلول سكر خماسي، حيث يتم تجفيف (ازالة ثلاثة جزيئات ماء)

من السكر الخماسي لينتج مركب الفرفورال ثم يتكثف مع **الاورسينول** لتكوين معقد أزرق مخضر اللون بينما يتفاعل مع السكر السداسي يعطي معقد ذو لون بني.



طريقة العمل :

تحضير المحاليل والكواشف :-

1. محاليل الاختبار 5% من سكريات الخماسية و السداسية .
2. كاشف بيال 0.4 غم من الاورسينول، 200مل من حامض الهيدروكلوريك، و 0.5 مل من كلوريد الحديد الثلاثي
3. حمام مائي .
4. ماصه.
5. انابيب اختبار جافة.

حمام مائي مغلي مدة 5 دقائق.



السكريات

ثانياً:- الكشوفات عن السكريات الثنائية (الكشف العام ، التميز بين الاحادية والثنائية، التميز بين السكريات المختزلة والغير مختزلة)

ثانياً الصفة الاختزالية للسكريات :


تسمى السكريات الأحادية وبعض السكريات الثنائية التي تحتوي على مجاميع وظيفية حرة الأدهايد CHO أو الكربونيل O=C (كيتون) بالسكريات المختزلة لأنها قادرة على نقل الهيدروجين (الإلكترونات) إلى مركبات أخرى ، وهذه العملية تعرف باسم عملية الاختزال. وهنا عدة اختبارات خاصة بالصفة الاختزالية منها خلط السكريات المختزلة مع كاشف

بندكت او بارفويد ومن ثم تسخينها ، و تقاس القابلية الاختزالية للسكريات من خلال قدراتها على اختزال ايونات الفلزات Cu^{+1} او Ag^{+1} في الوسط القاعدي او الحامضي الى اكاسيدها الواطئة او الى الفلز نفسه.

والسكريات المختزلة هي تلك التي تحتوي على مجموعة حرة من الالدهيد CHO أو الكربونيل C=O وتوجد هاتان المجموعتان في الصيغ ذات السلسلة المفتوحة أما في الصيغ الحلقية فإن هذه المجموعات المختزلة تظهر بتحول التركيب الحلقي إلى التركيب ذات السلسلة المفتوحة أثناء التفاعل.


1- اختبار بندكت:

يستخدم اختبار بندكت لاختبار السكريات المختزلة (السكريات الأحادية وبعض السكريات الثنائية) ، التي تحتوي على مجموعات وظيفية حرة من الكيتون أو الأدهايد و هو اختبار كيميائي يتطلب استخدام محلول يعرف بمحلول بندكت الذي يتكون من خليط من كبريتات النحاس (II) المائي مع قاعدة ضعيفة من مزيج سترات الصوديوم و كربونات الصوديوم .



الاساس العلمي او مبدأ عمل كشف بندكت:

عندما يتم تسخين محلول بندكت مع الكربوهيدرات البسيطة ، يتغير المحلول إلى أحمر برتقالي / أحمر القرميدي. و يحدث هذا التفاعل بسبب خاصية الاختزال للكربوهيدرات البسيطة. و يتم اختزال أيونات النحاس (II) في محلول بندكت إلى أيونات النحاس (I)، مما يتسبب في تغيير اللون. و أكسيد النحاس الأحمر (I) المتكون غير قابل للذوبان في الماء ويتم ترسيبه خارج المحلول، و مع زيادة تركيز السكر المختزل ، كلما اقترب اللون النهائي من اللون الأحمر القرميدي و أيضا كلما زاد الراسب المتشكل.



طريقة العمل:

تحضير محلول بندكت من اذابة 100g كربونات الصوديوم اللامائية و 173g من سترات الصوديوم و 17.3g من كبريتات النحاس المائية في قنينة حجمية سعة لتر واحد . حيث توفر كربونات الصوديوم الظروف القلوية (وسط قاعدي) اللازمة لتفاعل الأوكسدة والاختزال.

1. يتم وضع ما يقرب من 1 مل من العينة في أنبوب اختبار نظيف.
2. يتم وضع 2 مل (10 قطرات) من كاشف بندكت ($CuSO_4$) في أنبوب الاختبار.

3. ثم يتم تسخين المحلول في حمام مائي مغلي لمدة 3-5 دقائق.
4. لاحظ تغير اللون في محلول أنابيب الاختبار أو تكوين راسب (أحمر أو برتقالي أو أخضر دليل على كمية السكر المختزل) (الكلوكوز و الفركتوز و الكالاكتوز و الارابينوز) اما السكر الغير مختزل مثل (السكروز) يبقى المحلول بلونه الأزرق الرائق.

2- كشف بارفويد

اختبار بارفويد هو اختبار كيميائي يجرى للكشف عن وجود **السكريات المختزلة الأحادية**. ويعتمد اختبار بارافويد على **اختزال** **خلات النحاس الثنائي (وسط حامضي)** إلى راسب أحمر طوبي من أكسيد النحاس الأحادي Cu_2O اما السكريات الثنائية تتفاعل أيضاً مع هذا الكاشف ولكن التفاعل يكون بطيء جداً.

الغرض من كشف بارفويد



التمييز بين السكريات الأحادية المختزلة (كلوكوز و فركتوز و الرايبنوز و الريبوز) و السكريات الثنائية المختزلة او الغير مختزلة (اللاكتوز و المالتوز و السكروز)

الاساس العلمي او مبدأ عمل كشف بارفويد

يتكون كاشف بارفويد (Barfoed) من خلات النحاس في محلول مخفف من حامض الخليك, بما ان الوسط الحامضي غير مناسب للاختزال، فإن السكريات الأحادية تمتاز انها عوامل اختزال قوية تتفاعل خلال فتره زمنية تتراوح من 1-2 دقيقة مقارنة بالسكريات الثنائية المختزلة التي تستغرق وقتاً أطول يبلغ حوالي 7-8 دقائق، حيث يجب أن تتحلل أولاً في المحلول الحامضي ثم تتفاعل مع الكاشف. وبمجرد حدوث التفاعل، يتشكل راسب أحمر رقيق في قاع جوارب الأنبوب. وبالتالي فإن الاختلاف في وقت ظهور الراسب يساعد على التمييز بين السكريات الأحادية المختزلة و السكريات الثنائية المختزلة.

ان الاختلاف بين كشف بندكت و بارفويد هو فقط استبدال وسط التفاعل من القاعدي الى الحامضي

ملاحظة عند زيادة التسخين فإن السكريات الثنائية تفكك بفعل الحرارة الى احادية وتعطى نفس النتيجة وهي تكون راسب احمر



طريقة العمل:

1. تحضير محلول بارفويد :- كشف بارفويد عبارة عن 0.33M محلول خلات النحاس Cu_2COOH في 1% من حامض الخليك CH_3COOH ويفضل تحضيره انياً.
2. اخذ انبوبة اختبار نظيفة عدد ثلاثة
3. نضع في انبوبة الاختبار الاولى 1 مل من المحلول السكريات الاحادية المختزلة والثانية محلول سكري ثنائي مختزل أيضاً اما الثالثة سكر غير مختزل
4. تضاف 5 قطرة من محلول بارفويد الى كل انبوبة على حده من المحلول .
5. ضع الانبويتان في حمام مائي مغلي لمدة 2-3 دقائق ولاحظ النتائج ثم سجلها.
6. استمر بالتسخين اكثر من 5 دقائق ثم سجل النتيجة وناقشها؟

واجب بيتي

1- قارن بين كاشف بارفويد و بندكت؟

2- كيف تحضر محلول بارفويد 0.33M محلول خلات النحاس Cu_2COOH في 1% من حامض الخليك CH_3COOH ؟

3- وضح نتائج النقطة الخامسة في طريقة العمل (تأثير التسخين) معزز الإجابة ميكانيكة تفاعل ان وجدت؟






ثالثاً: السكريات المتعددة

السكريات المتعددة (Polysaccharides) مركبات عديمة الطعم والرائحة مكونة من اتحاد عدد كبير من جزيئات السكريات الاحادية monosaccharides المرتبطة مع بعضها عن طريق اواصر الكلاوسيدية bonds glycoside مكونة سلاسل ذات اطوال مختلفة , وهذه السلاسل قد تكون متفرعة branched مثل الاميلوبكتين amylopectin والكلايوجين glycogen او قد تكون مستقيمة السلسلة مثل اميلوز amylose والسيليلوز cellulose

صفات السكريات المتعددة:

- 1-وزنها الجزيئي العالي .
- 2-عدم وجودها بحالة بلورية.
- 3-تحللها المائي يعطي وحدات عديدة من السكريات الأحادية



1- كشف اليود

الغرض من الاختبار:-

التمييز بين السكريات العديدة (اللاسكريات) (النشا- الكلايوجين- الديكسترين) والسكريات الأخرى (الأحادية والثنائية).

الاساس العلمي او مبدأ عمل كشف اليود :-

يكون محلول اليود متراكبات امتزازية مع السكريات العديدة في الوسطين الحامضي والمتعادل البارد فيعطي النشا لون أزرق و يزول بالتدفئة ثم يعود بالتبريد مرة أخرى لماذا؟ ويعطي الكلايوجين لون أحمر ويعطي الديكسترين اللون البنفسجي مع اليود.


طريقة العمل

محلول اليود Solution Iodine

يحضر 0.050 N من اليود I₂ في 3% من يوديد البوتاسيوم iodide Potassium

1. اخذ انبوبة اختبار نظيفة عدد اثنان
2. نضع في انبوبة الاختبار الاولى 5 مل من المحلول السكريات المتعددة النشأ والآخرى محلول سكري احادي او ثنائي
3. ثم يضاف 2 قطره من محلول اليود (0.05% من I₂ مذاب في 3% KI) نلاحظ هنا سيظهر اللون الازرق نتيجة امتزاز اليود على سطح السكر المتعدد و عدم ظهور اللون في السكريات المتعددة.






مكون النشأ من الاميلوز - والاميلوبكتين

2- التحلل المائي للنشأ بواسطة الاحماض المعدنية Acid Hydrolysis of Starch

يتحلل النشأ وفق المخطط التالية:


طريقة العمل :

اخلط 10مل من محلول النشا مع 3مل من حامض HCl المخفف اغمر انبوبة الاختبار في حمام مائي مغلي. بعد كل 3 دقائق خذ قطرات من هذا المحلول واكشف عن نواتج التحلل بواسطة اليود 1%. لاحظ في البداية يتكون لون ازرق نشأ ثم بنفسجي هو اميلودكسترين (Amylodextrin) ثم بني محمر اريثروكسترين (Erythrodextrin) ثم لا يتغير بعد ذلك اللون لان سكريات قليلة التعدد وثنائية و أحادية . ثم بعد هذه المرحلة عدم ظهور اللون المميز اترك الانبوبة في الحمام المغلي لمدة عشر دقائق بعد ذلك خذ قليل من هذا المحلول وعادل الحموضة بواسطة Na_2CO_3 ثم اجر كشف بندكت راسب برتقالي . ثم اجر كشف الاوزازون سوف نلاحظ تكون بلورات ابرية صفراء دليل ان الناتج هو الكلوكوز مما يدل ان الناتج النهائي للتحلل المائي للنشأ بواسطة الاحماض المخففة هو الكلوكوز اي ان النشأ يتكون من وحدات متعددة من الكلوكوز. كرر التجربة مع اللعاب بدل الحامض المخفف ماذا تستنتج؟



كيف يتم الكشف عن عينة محلول سكري مجهولة ؟

ج / يتم الكشف عنها عن طريق اجراء الكشوفات النوعية للكاربوهيدرات حسب المخطط التفصيلي ادناه



الكشف عن مجهول سكري

كشف مولش

+

حلقة بنفسجية (المجهول سكري)

كشف بندكت

-

سكر غير مختزل (سكروز - نشاء)

كشف اليود

-

سكر ثنائي (سكروز)

+

نشاء

كشف سيلفانوف

-

كلوكوز

+

فركتوز

+

سكر مختزل

كشف بارفويد

-

سكر ثنائي أضعف اختزالاً (مالتوز - لاكتوز)

+

سكر احادي

كشف الفينيل هايدرازين

بلورات عباد الشمس
(لاكتوز)

بلورات نجمية
(مالتوز)

-

سكر سداسي

سيلفانوف

-

كلوكوز / ألدهايدي

+

سكر خماسي
(رايبوز - زيلوز)

+

فركتوز / كيتوني