

فحوصات الحليب المجفف

يستخدم الحليب المجفف بشكل واسع في صناعة الألبان مثل المتلجات اللبنية واليوكرت لرفع نسبة المواد الصلبة الكلية ، ايضا يستعمل في صناعة الجبن او يستعمل للأستهلاك المنزلي وايضا في تغذية الأطفال او لتحضير بعض الأطعمة فيجب التأكد من سلامة المنتج خصوصا من الناحية المايكروبيولوجية لتلافي حدوث التسمم الغذائي بسبب التلوث ببكتريا staph.aureus مثلا.

الطريقة:

1- ترح العلبه جيدا وينقل 11 غم من الحليب الى 99 مل محلول سترات الصوديوم كمحلول تخفيف ويكون تركيزه 1.25% ويكون دافئ ثم يترك الحليب فيه لمدة دقيقتين لأمتصاص الرطوبة وترج القنينة لتمام تجانس المحلول وذوبان الحليب ثم تحضر التخافيف جميعها.

2- ينقل 1 مل من كل تخفيف ويصب في طبق بتري فارغ ويضاف له الوسط المناسب ثم تحضن الأطباق بدرجة 32° م لمدة 48 ساعة وتحسب المستعمرات النامية. قد تحتوي العينات بكتريا هوائية مكونة للسطوات تنمو وتنتشر لذا يغطى سطح الوسط ب4-5 مل اضافية من الوسط لتقليل الانتشار والنمو.

3- العد المجهرى المباشر: كما مر سابقا.

4- فحص بكتريا القولون: ينقل 1 مل من كل تخفيف الى طبق فارغ ويضاف له وسط Violet red bile salt agar وتحضن الأطباق بدرجة 32° م لمدة 48 ساعة وتحسب المستعمرات الحمراء.

5- فحص الخمائر والأعفان: باستعمال وسط Poteto dextrose agar الحامضي وتحضن الأطباق بدرجة 21° م لمدة 5 أيام وتحسب المستعمرات.

6- يجرى تقدير عدد البكتريا المقاومة للحرارة والمحبة للحرارة والبرودة.

فحوصات القشطة

تصنع القشطة من فرز الحليب والحصول على منتج غني بالدهن وتختلف نسبة الدهن حسب نوع القشطة المصنعة. وتعرض القشطة لمعاملات حرارية بين البسترة والتعقيم ليحد من انواع البكتريا المختلفة في المنتج وبالتالي اطالة فترة الحفظ.

الطريقة:

1- تذاب العبوات بحمام مائي بدرجة 40° م لمدة 15 دقيقة لتسييل العينة ثم تعمل التخافيف باستعمال محلول سترات الصوديوم الدافئ بتركيز 2% ويرج المزيج وتعمل بقية التخافيف وتتم عملية الزرع الأعتيادية في أطباق بتري.

2- فحص بكتريا القولون: باستعمال وسط Violet red bile salt agar وكما مر سابقا.

3- فحص البكتريا النامية في البرودة: حيث يتم الزرع ومن ثم الحضن بدرجة 7° م لمدة 7-10 أيام وتحسب المستعمرات النامية.

4- فحص الخمائر والأعفان: باستعمال وسط Poteto dextrose agar الحامض وكما مر سابقا.

5- فحص البكتريا المحللة للدهون: ويجري باستعمال وسط *Victoria biue* او وسط *Tributyryn agar* الحاوي على دهن الحليب ثم يغطى بوسط اخر عام ويحضان بدرجة 20-30 °م لمدة 2-3 يوم وتحسب المستعمرات المحاطة بمنطقة زرقاء نتيجة تحلل الدهن بالبكتريا المحللة للدهن .

فحوصات الزبد والمارجرين

عند اجراء الفحوصات المايكروبية للزبد والأغذية المشابهة له يجب معرفة خصائصها المميزة كالتركيب الكيميائي وخواصها الفيزيائية فمحتوى الزبد من الماء 16-17% يتوزع الماء بشكل قطيرات ميكروسكوبية خلال كتلة الزبد واذا كان الزبد مملحا فان الملح سوف يذوب كله في الماء وينتج عنه محلول ملحي عالي التركيز نسبيا يعمل على حماية المنتج من التلف المايكروبي.

الطريقة:

- 1- تحضير العينة وتدفئة محلول التخفيف بدرجة 40°م ووضع العينة في حمام مائي بنفس الدرجة لفترة 15 دقيقة لسيولة العينة تماما ويجب تدفئة الماصات ايضا بسحب عينة من ماء التخفيف الدافئ المعقم وفرغ ثم تستعمل العينة ويتم اجراء التخفيف.
- 2- يجرى العد الكلي بزرع 5مل من تخفيف 10/1 بصورة متساوية بطبقي بتري ويضاف الوسط ويتم الحضان بدرجة 32 لمدة 24-48 ساعة.
- 3- فحص بكتريا القولون: كما في السابق.
- 4- فحص البكتريا المحللة للبروتين:
- 5- فحص البكتريا المحبة للبرودة.
- 6- فحص الخمائر والأعفان.
- 7- فحص بكتريا المكورات المعوية *Enterococci*: ينقل 5 مل من تخفيف 10/1 الى طبقي بتري ويضاف 10-12 مل من وسط *Citrate azide agar* ويترك ليتصلب ثم يضاف كمية اخرى من الوسط لتغطية سطح الاكار الاولي ويتم الحضان بدرجة 37°م لمدة 72 ساعة وتعد المستعمرات الزرقاء وتفحص هذه البكتريا لأنها اكثر تحملا لظروف تصنيع الزبد من بكتريا القولون فهي تعتبر اكثر دلالة على كفاءة ظروف الإنتاج.