

المحاضرة 6

فحص بكتريا التسمم الغذائي والأنزيمات Test of bacterial poisoning and enzymes

ينشأ التسمم الغذائي البكتيري من تلوث الأغذية ببعض أنواع البكتيريا مثلا حدوث تسمم للإنسان بسبب بكتريا *Cl. botulinum* المسببة للتسمم البوتوليوني (Botulism) وعند الأشتباه في حدوث تسمم غذائي من هذا النوع في عينة من مادة غذائية يجرى الفحص التالي .

* المواد اللازمة:

- 1- ماء مقطر 2- فئران مختبرية 3- محاقن بلاستيكية سعة 1 مل
- 4- وسط اكار مستخلص اللحم Meat extract agar
- 5- يجب توفير ظروف لاهوائية لتنمية البكتريا اللاهوائية
- 6- عمل مسحة بكتيرية وتصبيغ كرام وتصبيغ السبور وفحصها بالمجهر الضوئي.

* طريقة العمل :

- أ- التأكد من وجود السم وفعاليتها:
- 1- يحضر مستخلص مائي للغذاء المشتبه بوجود السم فيه ثم يفصل السائل عن المواد الصلبة باستخدام قوة الطرد المركزي Centrifugation بقوة 10 ألف دورة لمدة (10-15) دقيقة يفضل استخدام طرد مركزي مبرد حفاظا على فعالية السم.
- 2- يعقم السائل بالترشيح.
- 3- حقن الفئران المختبرية ب (0.1-0.5) مل من الراشح (ويمكن الاستعاضة عن الحقن بتغذية الفأر ب (2-5) مل من الراشح بعد خلطه مع طعامه.
- 4- في حالة وجود تركيز عالي من السم يموت الفأر من خلال ساعات من الحقن أو التغذية وأما اذا كان تركيز السم منخفضا يموت الفأر خلال (3-4) أيام من الحقن او التغذية .

ب- عزل البكتريا: Isolation of bacteria :

- 1- يلقح وسط مستخلص أكار اللحم بلقاح من العينة الغذائية الملوثة .
- 2- تحضن الاطباق بدرجة حرارة 37 م° لمدة (1-3) يوم بظروف لاهوائية تامة باستخدام الحافظة اللاهوائية (Gas pack(Gas generation kit) .
- 3- بعد نمو المستعمرات البكتيرية تحضر مسحة بكتيرية منها وتصبغ بصبغة كرام وصبغة السبورات لملاحظة البكتريا العصوية G⁺ والحاوية على سبورات طرفية كروية (Terminal) او تحت طرفية (Sub terminal) والمميزة لجنس Clostridium .