

طرق التعقيم مختبرياً

من الضروري اجراء التعقيم داخل المختبر ، حيث يتم تعقيم كافة الادوات والمستلزمات المستخدمة مختبرياً عند اجراء عزل الفطريات على اوساط زرعية لتلافي حدوث التلوث بواسطة الاحياء المجهرية الاخرى (كالبكتريا) . اذ يتم تعقيم المناضد والاماكن التي تستخدم لهذا الغرض .
ومن طرق التعقيم هي :-

- 1- **التعقيم بالحرارة** : اذ تستخدم الحرارة الرطبة لتعقيم الاوساط الزرعية بواسطة الموصدة . والحرارة الجافة كاللهب والفرن الكهربائي لتعقيم الادوات المختبرية .
- 2- **التعقيم بالكحولات** : تستخدم مادة الايثانول (او مطهرات اخرى) لتعقيم المناضد وبعض المستلزمات الاخرى .
- 3- **التعقيم بالاشعة (UV)** : تستخدم الاشعة فوق البنفسجية احياناً لغرض التعقيم لاسيما في غرف الزرع .

ملاحظة : يتطلب على الطلبة ارتداء Lab coat في اوقات المختبر .

طرائق عزل الفطريات مختبرياً

اولاً : عزل الفطريات من الهواء (Air born fungi)

- 1- تحضير اوساط زرعية مناسبة مثل (PDA) في اطباق بتري معقمة وتترك لتتصلب .
- 2- تعرض اطباق بتري الحاوية على الوسط الزرعى الصلب الى الهواء الخارجي (بعد رفع غطاء الطبق) لفترة زمنية (15-20) دقيقة ثم يعاد الغطاء ، وتجلب للمختبر .
- 3- تحضن الاطباق في الحاضنة تحت درجة حرارة (25)م لمدة (7) ايام .
- 4- يتم فحص المستعمرات الفطرية النامية باستخدام المجهر التشريحي والمجهر الضوئي (بعد ان تحضر شرائح زجاجية لكل مستعمرة فطرية) .
- 5- تشخص الاجناس والانواع الفطرية ويتم رسم التراكيب الفطرية المطلوبة .

ثانياً : عزل الفطريات من التربة (Soil-Fungi)

أ- طريقة التخفيف (Dilution Plating technique)

- 1- يحضر وسط زرعي مناسب (Czapeks Agar) في دوارق زجاجية ويعقم بالموعدة .
- 2- تجلب عينات من تربة زراعية في اكياس نايلون الى المختبر .
- 3- يمزج (10) غم من التربة في (100) مل ماء مقطر معقم في دورق زجاجي لمدة (15) دقيقة وذلك برجها جيداً .
- 4- يوضع (2) مل من العالق بواسطة ماصة معقمة في طبق بتري ويصب الوسط الزرعي المحضر (وهو لازال سائلاً) الى الطبق ويحرك بهدوء (حركة رحوية) لتجانس العينة مع الوسط .
- 5- تحضن الاطباق في الحاضنة تحت درجة حرارة (25) مْ لمدة (7) أيام .
- 6- يتم فحص المستعمرات الفطرية النامية على الوسط الزرعي ويتم تشخيصها بعد ان تحضر شرائح زجاجية لكل مستعمرة فطرية .
- 7- يمكن ان يخفف عالق التربة بنسبة (1\1000 ، 1\10000) .

ب - طريقة الصب المباشر (Direct Plating Method)

- 1- يحضر وسط زرعي مناسب مثل Czapeks Agar في اطباق بتري معقمة وتترك لتتصلب .
- 2- ينثر (1) غم من عينة التربة على سطح الوسط الزرعي الصلب .
- 3- تحضن الاطباق في الحاضنة لمدة (7) أيام وتحت درجة حرارة (25) مْ .
- 4- تفحص المستعمرات الفطرية النامية ويتم تشخيصها .

ثالثاً : عزل الفطريات من الماء (Water-Molds)

- 1- تجلب عينات مائية من بيئة نهر او بحيرة بواسطة قناني معقمة الى المختبر .
- 2- توضع كمية من عينة الماء في اطباق بتري معقمة ويضاف اليها بذور السمسم المغلية (عدد 5-10 بذرة لكل طبق) .
- 3- تحضن الاطباق في الحاضنة تحت درجة حرارة (18-20) مْ لمدة (3) أيام .
- 4- تفحص المستعمرات الفطرية النامية حول بذور السمسم بواسطة مجهر التشريح ثم تحضر شرائح زجاجية لفحص التراكيب الفطرية ويتم تشخيص الانواع الفطرية ، وتدعى طريقة العزل بطريقة الطعم (Baiting technique) .

رابعاً : عزل الفطريات من النباتات Phylloplane and Rhizoplane fungi

- 1- تجلب عينات من اجزاء النبات (جذور او اوراق) بعد وضعها في اكياس نايلون الى المختبر .
- 2- تقطع الاجزاء النباتية الى قطع صغيرة (1) سم وتغسل بالماء جيداً ثم تعقم سطحياً بواسطة الكحول (5% ايثانول) او بواسطة هايپوكلورات الصوديوم NaOCl بتركيز (3 %) ولمدة (5) دقائق .
- 3- توضع الاجزاء النباتية على وسط زرعي محضر في اطباق بتري (5) قطع لكل طبق .
- 4- تحضن الاطباق في درجة حرارة (25) مْ لمدة (7) أيام .
- 5- تفحص المستعمرات الفطرية النامية على الوسط الزرعي ويتم تشخيصها .

خامساً : عزل الفطريات من الحيوانات Zoophilic fungi

- 1- تجلب عينات من بعض اجزاء بعض الحيوانات (الابقار والاغنام وغيرها) وذلك بقطع اجزاء من الشعر او الصوف وتوضع في اكياس وتجلب الى المختبر .
- 2- تقطع اجزاء الشعر والصوف الى قطع صغيرة وتعقم سطحياً بالكحولات ، ثم تنقل الى وسط زرعي صلب محضر في اطباق بتري مثل وسط سابروود اكر (Sabouraud Agar) .
- 3- تترك الاطباق في الحاضنة تحت درجة حرارة 25 مْ لمدة اسبوعين او اكثر .
- 4- تفحص المستعمرات الفطرية النامية ويتم تشخيصها .

ملاحظة : يمكن اتباع الطريقة اعلاه في عزل الفطريات من المواد المتقرنة كالشعر والجلد والاضافر من الانسان ويمكن تشخيص انواع من الفطريات المعروفة بالفطريات المحللة للكيراتين (Keratinolytic fungi) .