



Ear trimming or ear cropping in canine

Indication

1. Owner fancy
2. When there is irreparable injury or gangrene



Dog Ear Cropping Guide Set



• تجرى العملية تحت التخدير العام و تحشى فتحات الاذن بقطن لمنع دخول اوساخ التحضير

• تهيأ الاذن جراحيا (clipping, shaving, disinfection)
• يوضع الحيوان بشكل مستلقي على القص (sternal recumbency) ويكون شكل قطع الاذن اما حسب شكل الممسك (clamp) لمثل هذه العمليات

• او يعتمد الجراح على قدرته الفنية. توضع النهاية السفلية للممسك اقرب ما يمكن الى قاعدة الاذن

• يقطع الجزء المراد قطعة بواسطة مشرط scalpel و يزال الممسك ويوقف النزف بربط الاوعية الدموية الرئيسية بخيط قصابة رفيع 0-3 cutgut
• suture 3-0 وبواسطة الضغط بضمادات شاش معقم

- The ear is trimmed to desire shape and the skin is sutured over the cartilage by continuous suture 3-0
- تخاط حافات الجلد في الثلثين العلويين بواسطة خياطة بسيطة مستمرة simple
- continuous suture pattern اما الجزء المتبقي تخاط بخياطة بسيطة متقطعة simple interrupted
- تعاد عملية القطع للاذن الاخرى ويتم المطابقة بواسطة وضع الجزء المقطوع للمقارنة

Post operative care



- تلف الاذن بواسطة لفاف لمدة 48 ساعة
- يعطى الحيوان مسكنات او مهدئات tramadol
- يعطى مضادات حيوية لمدة 3-4 ايام ceftriaxone 22mg/kg bw